

Πληροφορίες προϊόντος

97 90 12

Συλλογή πρεσαρίσματος

Για μύτες ακροχιτωνίων



- Σε TANOS MINI-systainer® (ανθεκτικό πλαστικό κουτί)
- Κλείστρο T-Loc για χειρισμό με το ένα χέρι: με μια περιστροφή ανοίξετε ή κλείστε το systainer® και συνδέστε το με ένα δεύτερο systainer®.
- Άνοιγμα συνδεδεμένων κουτιών: απλή και γρήγορη πρόσβαση στο περιεχόμενο, χωρίς να χρειαστεί αποσύνδεση.
- Βάση με 6 χωρίσματα για την τοποθέτηση ακροδεκτών
- Με μία συλλογή από μύτες ακροχιτωνίων με/χωρίς μόνωση
- Με αυτορρυθμιζόμενη τσιμπίδα απογύμνωσης 12 40 200
- Με αυτορρυθμιζόμενη τσιμπίδα ρυτίδωσης για ακροχιτώνια σύνδεσης κλώνων 97 53 08

προγράμματος

Article No.	97 90 12
EAN	4003773048916
Βάρος	1.427 g
Διαστάσεις	265 x 170 x 69 mm
Πρότυπο	DIN 46228
REACH συμμορφούμενη	δεν περιέχει SVHC
Συμμορφώνεται με το ROHS	Δεν εφαρμόζεται

Τεχνικές αλλαγές και λάθη εξαιρούνται

